

## TESTPFLICHT FÜR UNTERNEHMEN

Corona-Tests am Arbeitsplatz sollen verpflichtend werden. Sichern Sie sich bei uns Ihre Schnelltests! Auch Masken sind weiterhin bei uns auf Lager!

### LEPU Nasenbohrer Antigen Schnelltest SARS-CoV-2

**Sehr einfache Durchführung Dank "Testkarte"**  
**Sensitivität wurde vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) evaluiert (Kolloidale Goldimmunochromatographie)**

- Empfindlich gegenüber verschiedenen Mutanten
- Keine Kreuzreaktivität
- Zur sofortigen Ermittlung einer Infektion
- Ergebnis in ca. 10-15 Minuten
- Alle benötigten Materialien im Lieferumfang enthalten BfArM-gelistet
- Sensitivität wurde vom Paul-Ehrlich-Institut evaluiert
- pro 25er Box
- Keine Rückgabe möglich

### 25er-Set Schnelltest SARS-CoV-2 IB2055

Art.-Nr.: LEPU-1003

Ab  
**6,86 €**



#### BEREITGESTELLTES MATERIAL

pro 25er Box  
25x Testkarte  
25x Sterile Tupfer für Nasenabstrich  
25x Pufferlösung  
1x Gebrauchsanweisung  
Zum Aufteilen auf 25 einzelne Test-Kits geeignet.



Stück	Preis (Netto)
ab 25	7,38 €
ab 100	7,29 €
ab 300	7,08 €
ab 500	6,86 €
ab 1000	Anfrage

### Test-Zulassung nach BfArM >

**Ab sofort bestellbar!**  
**Mindestabnahme: 1 Stück**

## Laientest LEPU NasoCheck Antigen SARS-CoV-2

### Anterior Nasal Schnelltest (Nasenbohrertest)

Art.-Nr.: LEPU-1003-e, 1 Stück / Box

**Sehr einfache Durchführung Dank "Testkarte"**  
**Sonderzulassung BfArM für Laien nach §11 Abs. 1 MPG**  
**Aktenzeichen der Sonderzulassung: 5460-S-104/21**  
**Sensitivität wurde vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) evaluiert (Kolloidale Goldimmunochromatographie)**

- Abstrich im vorderen Nasenraum
- Hygienische und einfache Testdurchführung
- Paul-Ehrlich- Institut Evaluierung der Sensitivität anbei
- Sensitivität: 96,06%
- Spezifität: 99,62%
- Keine Kreuzreaktion mit üblichen Influenzaviren
- Empfindlich gegen Mutationen
- Hygienisch verpackte Test-Kit
- Durchführung dank der Testkarte einfacher und hygienischer als herkömmliche Tests
- Verpackt in Einzelpackung
- Inhalt: Testkarte, sterile Tupfer für Nasenabstrich, Pufferlösung, Gebrauchsanweisung



Ab  
**7,18 €**

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



#### BEREITGESTELLTES MATERIAL

Testkarte  
Sterile Tupfer für Nasenabstrich  
Pufferlösung  
Gebrauchsanweisung

## JOINSTAR Antigen Speicheltest, SARS-CoV--2

### Nichtinvasiv, Spucktest Antigen Schnelltest Kit

Art.-Nr.: J-SPUTUM-025

#### Spucktest Antigen Schnelltest Kit - Speichel (Oropharyngeal Saliva / Sputum) SARS-CoV-2

In 25er Boxen bestellbar.

- Sehr genau aufgrund der hohen Affinität zwischen ACE2-Rezeptoren und S-Proteinen
- Empfindlich gegenüber verschiedenen Mutanten
- Keine Kreuzreaktivität
- NICHTINVASIVE PROBEHAHME (Speichel)
- Zur sofortigen Ermittlung einer Infektion
- Ergebnis in ca. 10-15 Minuten
- Alle benötigten Materialien im Lieferumfang enthalten
- Keine Rückgabe möglich!
- BfArM gelistet: AT236/20

Ab  
**6,60 €**



Stück	Preis (Netto)
ab 25	7,88 €
ab 100	7,68 €
ab 300	7,38 €
ab 500	7,19 €
ab 1000	6,60 €

### Test-Zulassung nach BfArM >

**Ab sofort bestellbar!**  
**Mindestabnahme: 1 Stück**



**Werbe-Center-NRW**

#### KONTAKT

Lessingstr. 8  
32257 Bünde  
Tel. 05223.65 82 585  
Fax: 05223. 65 82 583  
Mobil. (0)1577. 80 99 745  
E-Mail.info@werbe-center-nrw.de